

新商品

EPA / TOC vials

商品 #	TOC-342	TOC-343
構成	Clear Type	Amber Type
入数	Level 2 (洗浄済) Vial with White cap & Septum (ダストカバー付き) 72 pcs.	Level 2 (洗浄済) Vial with White cap & Septum (ダストカバー付き) 72 pcs.
材質	Borosilicate glass, PP Cap, PTFE/Silicon Septum	Borosilicate glass, PP Cap, PTFE/Silicon Septum
容量	40mL	40mL
セプタムの厚み	3mm	3mm
洗浄度	< 10ppb TOC	< 10ppb TOC
適合証明書	Attached	Attached
価格	16,500円	16,500円

