



THE EXP2 AIO FITTING

New look. Same exceptional performance.

CHECK IT OUT

新商品 EXP2[®] TI-LOK[™] オールインワン (AIO) 一体型フェルール付き 手締め継手 (すべてのチューブ用)

OPTIMIZE 社 EXP2 フィッティング ラインに新たに加わった製品をご紹介します。

一体型フェルールを備えた EXP2[®] 継手は、18,000+ psi (1,250+ bar) まで手で締めることができ、インジェクションバルブ、カラムカプラー、サンプルループ、カラムオープンなどの狭いスペースに簡単に収まり HPLC および UHPLC 接続を行うのに最適です。

オプティマイズ テクノロジーズ独自のチタン ハイブリッド フェルール テクノロジーから進化した EXP2 Ti-LOK フィッティングは、チタンの優れた耐食性と堅牢性と、PEEK のシール機能を組み合わせています。独自の幾何学的設計を利用したフィッティングは、あらゆる機器ポートのチューブストップにチューブをしっかりと押し付け、ゼロ デッド ボリューム (ZDV) 接続です。フェルールはチューブに永久的にかしめられないため、多くの繰り返し接続が可能になり、チューブをさまざまなポートの深さに調整できます。PEEK、PEEKsil[®]、ハステロイ C、ステンレス鋼チューブと互換性があります。

<主な特徴>

1. 手締めで 18,000+ psi (1,250+ bar)
2. 一体型 PEEK フェルール付きチタンナット
3. ワンピースフィッティング (フェルールの緩みなし)
4. 優れた耐食性を備えた堅牢な設計
5. ゼロデッドボリューム接続の自動調整
6. 多くの繰り返し使用を目的としています
7. PEEK、PEEKsil、ハステロイ C およびステンレスチューブと互換性があります